

Sevest Flow

Slutt på manuell overføring av måleresultater

Raskt

Enkelt

Fleksibelt

Med Sevest Flow slipper du den manuelle overføringen av måleresultater. Løsningen henter dataene fra Nidek-instrumentet, formaterer dem og legger dem rett på utklippstavlen – klart til å lime inn i journalen. Alt utløses med ett enkelt trykk på den medfølgende Stream Deck-konsollen.

SLIK FUNGERER DET

- 1 Mål pasienten**
Du måler pasienten som vanlig og eksporterer resultatet med et knappetrykk på selve instrumentet.
- 2 Trykk på Stream Deck**
Ett trykk henter dataene, formaterer dem og kopierer dem til utklippstavlen.
- 3 Lim inn i journalen**
Lim rett inn i journalsystemet med Ctrl+V, eller bruk en egen knapp på Stream Deck-konsollen. Ferdig formatert og klart til bruk.



STØTTEDE INSTRUMENTER

Autorefraktor

Forofter

Trykkmåler

Brillemåler

De fleste Nidek-instrumenter støttes, og løsningen fungerer med de fleste journalsystemer, uten integrasjon eller inngrep i journalsystemet. Lurer du på om det fungerer med ditt oppsett? Ta kontakt med oss.

FORDELER

↔ To-veis flyt med forofteret

Hent refraksjonsdata fra en tidligere konsultasjon og eksporter dem rett til forofteret. Du slipper å taste verdiene inn manuelt.

🕒 Jobb videre mens den kjører

Ingen dødtid. Automatiseringen går i bakgrunnen mens du fortsetter å skrive i journalen.

✓ Tydelig tilbakemelding

Bekreftelse når alt er klart, og tydelige feilmeldinger som forteller hva du skal gjøre dersom noe skulle feile.

🔧 Fritt valg av format

Du bestemmer hvordan dataene formateres, tilpasset slik du vil ha dem i journalen.

Interessert? Ta kontakt med oss!

Sevest AS · Welhavensvei 19, 4319 Sandnes
93 07 90 00 · post@sevest.no · www.sevest.no